

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
	SABANA QUIRÚRGICA DESCARTABLE	
	CÓDIGO: SQD-01	VERSIÓN: 1.0

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Denominación Técnica	Sabana Quirúrgica Descartable
Unidad de Medida	UN
Grupo o Familia	Centro Quirúrgico
Descripción General	Prenda desechable estéril fabricada para ser usada en pabellón como accesorio para distintos tipos de cirugías.

2. INDICACIONES DE USO:

- Para uso hospitalario durante intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos.

3. COMPONENTES Y MATERIALES DEL DISPOSITIVO:



Fig.1: Sabana Quirúrgica Descartable (no incluye diseño).

a) MATERIAL:

- Tipo: Celulosa no tejida trilaminar ó tela no tejida de Polipropileno SMS.
- Textura presenta suavidad de la tela en contacto con la piel.
- Impermeable.
- Gramaje: 40 – 50 grs/m² +/- 5%.

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
	SABANA QUIRÚRGICA DESCARTABLE	
	CÓDIGO: SQD-01	VERSIÓN: 1.0

b) CARACTERÍSTICAS:

- Que no se desgarre durante su uso.
- La superficie externa debe de ser absorbente y la interna impermeable que impidan el flujo de líquidos de la parte interna a la externa y viceversa, el orillado que no permita el derrame de líquidos.
- Borde adhesivo e hipoalergénico.
- La superficie al contacto de la piel debe ser suave al tacto

4. CONDICIÓN BIOLÓGICA:

Estéril, hipoalergénico y atóxico.

5. DIMENSIONES:

- 150 cm. ancho +/- 5%.
- 200 cm. largo +/- 5%.
- Borde adhesivo de 3 a 5 cm. de ancho +/- 5%.
- Borde adhesivo de 70cm. de largo +/- 5%.

6. PRESENTACIÓN:

- Color verde ó azul.
- Producto: estéril.

7. EMPAQUE:

- Doble empaque.
- Peel Open.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Conservando la técnica aséptica del doblado, “estéril con estéril”.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulación según bases.