

 ELIMYR S.A.C. SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL	
	CÓDIGO: GQ-01	VERSIÓN: 01

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Denominación Técnica	Guante Quirúrgico Estéril
Unidad de Medida	UN
Grupo o Familia	Cirugía General
Código SAP	a) 020101088 guante médico para simple uso N. 6 ½ (par) b) 020101089 guante médico para simple uso N. 7 (par) c) 020101090 guante médico para simple uso N. 7 ½ (par) d) 020101092 guante médico para simple uso N. 8 (par) e) 020101091 guante médico para simple uso N. 8 ½ (par)
Descripción General	Dispositivo médico estéril de un solo uso que cubre la mano y parte del antebrazo como método de barrera para evitar riesgos biológicos y químicos.

2. INDICACIONES DE USO:

- Para la protección durante las intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos.

3. COMPONENTES Y MATERIALES DEL DISPOSITIVO:



Fig.1: Guante Quirúrgico Estéril (no incluye diseño).

 ELIMYR S.A.C. SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL	
	CÓDIGO: GQ-01	VERSIÓN: 01

a) MATERIAL:

Látex de uso hospitalario

b) CARACTERÍSTICAS:

- Ambidiestro, debe adaptarse ergonómicamente a la anatomía de la mano (Derecha o izquierda).
- Anatómico, el pulgar debe de estar posicionado hacia la superficie de la palma del dedo índice.
- El puño debe ejercer una presión adecuada y su terminación con borde
- La terminación del puño del guante con borde enrollado, que evite su deslizamiento y se mantenga en la manga quirúrgica.
- Con superficie que conserve la sensibilidad táctil.
- De color natural sin colorantes.
- Cada guante debe de llevar en forma clara y legible la identificación de derecha e izquierda y su talla; de preferencia en el puño (grabado con tinta indeleble o grabado en alto relieve).
- De superficie liza y uniforme.
- Libre de perforaciones, deformaciones, granulaciones o grumos, roturas, burbujas, material extraño, manchas, pliegues adheridos (de tal manera que al despegarlos se rompan).
- Debe de cumplir con los estándares de resistencia a la tensión.
- Espesor mínimo: 0.10 mm.

4. CONDICIÓN BIOLÓGICA:

Estéril, atóxico e hipoalergénico.

5. DIMENSIONES:



CÓDIGO SAP	TALLA NUMÉRICA	ANCHO (mm)	LARGO MÍNIMO (mm)
020101088	N. 6 ½	77 a 89	265
020101089	N. 7	83 a 95	265
020101090	N. 7 ½	89 a 101	265
020101092	N. 8	96 a 108	265
020101091	N. 8 ½	102 a 114	265